

Sres.
E Y G MEDICAL SYSTEM SRL
At. : **MSc. NATALIA MACIEL**
JEFA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD


San Martín, 9 de Noviembre de 2020

PROTOCOLO DE ANALISIS N° 70379-II

Muestra recibida : Implantes Dentales SMT 3713/H Lote: 99 Vto: 08/25
Muestreado por Cliente.
Procedencia : E Y G MEDICAL SYSTEM SRL
Fecha de recepción : 21/10/2020
Análisis Solicitado : FISICOQUIMICA

Resultado de Análisis:

DETERMINACION	METODO	RESULTADO
Detergentes	SM 21ED 5540 C	NC (LC 0,1 µg/pieza)
Hidrocarburos Totales	ESPECTROFOTOMETRÍA INFRARROJA	NC (LC 1 µg/pieza)
Sólidos disueltos totales	SM 20ed 2540 B	NC (LC 0,03 mg/pieza)



Dr. J. HORACIO DENARI
BIOQUIMICO
M.N. 1409/ b / M.P. 1945
DIRECTOR

Lincoln 3872/6
B1650CHP San Martín
Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax: 54 011 4754-2808
Email: ladiac@ladiac.com.ar
<http://www.ladiac.com.ar>